

Kafber

Designed in Germany
Medical Homecare Products



 90005017
 09018846975
 lotusmedco.com



درباره تامین کننده

شرکت سلامت لوتوس پارسیان
با چندین سال سابقه فعالیت
در عرصه تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی
به عنوان تامین کننده و واردکننده انحصاری
برندهای مطرح و شناخته شده
در خدمت جامعه پزشکان و دندان پزشکان
کشور عزیزمان می باشد.

.....
insuJet **Kafber** :
.....

Kafber


ماساژور تفنگی



6 levels of
massage intensity



- 1 - - 6 -



Round



Flat



Kafber
.....

- مدل HH8026
- طراحی کافبر آلمان
- دارای موتور BrushLess
- ابعاد ۱۷۹*۶۳*۱۸۹ میلی متر
- مواد سازنده بدنه ABS + PC
- سبک و راحت با وزن ۶۰۹ گرم
- دارای درجه چرخش ۳۶۰ درجه ای
- مدت زمان شارژ کامل ۲-۳ ساعت
- باتری لیتیومی قابل شارژ (50V - 2A)
- دامنه اثرگذاری در هر برخورد ۸ میلی متر
- با قابلیت تغییر سرعت عملکرد ماساژور
- دارای ۲ سرپوش قابل تعویض تخت و کروی
- کیفیت عالی با قدرت بسیار بالا برابر ۱۰۰ نیوتون
- برطرف کننده سریع تمام دردهای مفصلی
- از بین برنده دردهای عمیق و گرفتگی عضلانی
- موثر در کوفتگی های بعد از ورزش های سنگین
- دارای ۱۸ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت

Kafber



Shoulder
15-20 s * 3 times



Chest
30 s



Back
30-60 s * 3 times



Hip
30-60 s * 4 times



Lower limb
20-30 s * 3 times



**Ultra Strong & Powerfull
Massage Action**



**Portable &
Lightweight**



**360 Degree
Rotation**

Kafber

ترازوی خانگی

0.0 kg



Kafber

• مدل Kafber-Fit B29E

• طراحی کافبر آلمان

• تحمل وزن تا حداکثر ۲۰۰ کیلوگرم

• دقت اندازه گیری تا حداقل ۰.۱ کیلوگرم

• نمایشگر LED با سایز ۶۷*۲۷ میلی متر

• مجهز به ۴ عدد سنسور وزنی (Load Cell)

• دارای منبع تغذیه الکتریکی (۴ عدد باتری نیم قلم)

• دارای صفحه شیشه ای ضدضربه، نشکن و ضد آب

• دارای طراحی ساده و مینیمال قابل نظافت و ضدعفونی

• دارای سیستم هشدار اتمام باطری و خطای اندازه گیری

• دارای ۱۸ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت



LED
DISPLAY



Auto
ON/OFF



4x
Lithium
Batteries



0.1
KG
Division



MAX.
200 KG
Capacity



Overload &
Lowpower
Indications

Kafber



Kafber

فشارسنج دیجیتال بازویی



- مدل U81CH
- طراحی کافبر آلمان
- دارای مجوز CE ، FDA و IMED
- کارایی و طول عمر بالا
- قابلیت تشخیص آریتمی
- قابلیت نمایش فشار خون
- قابلیت نمایش ضربان قلب
- دارای صفحه نمایش LED بزرگ و خوانا
- دارای منبع تغذیه الکتریکی (۴ عدد باتری نیم قلم)
- خاموشی خودکار ۳ دقیقه بعد عدم استفاده (AUTO ON/OFF)
- قابلیت ذخیره گزارش اطلاعات ۲ نفر در حافظه با تاریخ (روز، ماه، سال)
- دارای ۱۸ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت



Kafber



Double switch



Automatic power-off



Heart rate Detection

Product Details



139mm*95mm*32mm



4*AAA Battery



Air Connector hole



USB Type-C



22-42 cm ARM CUFF
One size fits all !



Battery plug-in dual use



Time/date recording



Year/Mounth/Date Time function

WE MASTER THE CORE ALGORITHM

Original ASP technology, master core algorithms, using smart chips, more accurate measurement



Intelligent pressure control



Accuracy guaranteed



Pressure process stabilization



Pressure body feel comfortable



2X199 SETS OF MEMORY VALUES

Convenient to view recent blood pressure values



Kafber

سرسوزن قلم انسولین



- مدل YN۰۳۲۰۶ / YN۰۳۲۰۴
- طراحی کافبر آلمان
- با ضخامت ۳۲ G (قطر ۰.۲۳ mm)
- با ارتفاع های ۴ mm و ۶ mm
- دارای مجوز CE ، FDA و IMED
- دارای تاییدیه استاندارد ISO ۱۳۴۸۵
- دارای ۲ عدد سری محافظ سرسوزن
- قابل استفاده برای انواع قلم های انسولین موجود در بازار



Keep your family healthy at home



Kafber