

محصولات اینسوجت

پکیج دستگاه اینسوجت شامل:
یک عدد دستگاه اینسوجت V5
یک عدد جعبه قابل حمل
یک عدد کتابچه راهنمای استفاده
یک عدد حلقه راحتی
همراه با کارت گارانتی



پک ۵ عددی اداپتور ۳ میلی متری
جهت کشیدن انسولین از قلم های انسولین



پک ۵ عددی اداپتور ۱۰ میلی متری
جهت کشیدن انسولین از ویال های انسولین

پک ۵ عددی نازل با جدیدترین فناوری
با قطر کمتر از ۱۵۰ میکرومتر



پک ۱۵ عددی حلقه راحتی
برای سهولت در تزریق



Needle Freeeee



insulet™

دستگاه تزریق انسولین بدون سوزن
بدون درد ، بدون ترس



اینسوجت

برای اولین بار در ایران

بدون سوزن بدون نگرانی

چرا اینسوجت ؟

- ✓ دستگاه اینسوجت محدودیت سنی ندارد
- ✓ از عفونت های ناشی از ورود سوزن به پوست جلوگیری می کند
- ✓ درد متعاقب ورود سوزن را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد
- ✓ بهترین انتخاب برای افراد سوزن هراس به خصوص اطفال می باشد
- ✓ نگرانی شکستن سوزن در پوست را برطرف می کند
- ✓ ضایعات خانگی و بیمارستانی ناشی از مصرف سرنگ را کاهش می دهد

ویژگی های اینسوجت

- دقت تنظیم دوز منحصر به فرد انسولین به کمک سیستم داخلی
- تزریق خودکار دومرحله ای با تحمل کمترین فشار به واسطه ماشه ایمنی
- نفوذ و پخش یکنواخت تر انسولین در بافت زیرجلدی
- سازگار برای استفاده با انواع قلم ها و ویال های انسولین



محصولات اینسوجت

پکیج دستگاه اینسوجت شامل:
یک عدد دستگاه اینسوجت V5
یک عدد جعبه قابل حمل
یک عدد کتابچه راهنمای استفاده
یک عدد حلقه راحتی
همراه با کارت گارانتی

پک ۵ عددی ادپتور ۳ میلی متری
جهت کشیدن انسولین از قلم های انسولین

پک ۵ عددی ادپتور ۱۰ میلی متری
جهت کشیدن انسولین از ویال های انسولین

پک ۵ عددی نازل با جدیدترین فناوری
با قطر کمتر از ۱۵۰ میکرومتر

پک ۱۵ عددی حلقه راحتی
برای سهولت در تزریق



امکان استفاده تا ۵۰۰۰ تزریق
به مدت زمان ۴ سال



نازل با قابلیت به کارگیری
مجدد تا ۶۰ تزریق



حمل آسان بدون نیاز به
تجهیزات اضافه



insulet™

شواهد علمی در ژورنال های معتبر:



بهبود فارماکوکینتیک و فارماکو دینامیک
انسولین های سریع الاثر با تزریق جت بدون سوزن
Diabetes Care, August 2011



بهبود کنترل قند پس از وعده های غذایی (PPG)
Diabetes Care, October 2013



اصلاح سریع تر هایپرگلیسمی در افراد دچار به اضافه وزن
و مبتلا به بیماری چاقی در مقایسه با تزریق با سوزن
Diabetes, Obesity and Metabolism, 2015



عملکرد تزریق جت انسولین رگولار به میزان
انسولین سریع الاثر
Diabetes Care, October 2013

درباره لوتوس مدکو

شرکت سلامت لوتوس پارسین با چندین سال سابقه فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی به عنوان تامین کننده و واردکننده انحصاری برندهای مطرح و شناخته شده در خدمت جامعه پزشکان و دندان پزشکان کشور عزیزمان می باشد.

آدرس دفتر مرکزی فروش

تهران، اتوبان چمران جنوب، نرسیده به میدان توحید
نبش باقرخان غربی، پلاک 22، زنگ 1، لوتوس مدکو



سلامت لوتوس پارسین

واحد فروش و پشتیبانی



۹۰۰۰۵۰۱۷



۰۹۰۱۸۸۴۶۹۷۵



@insujet_iran



Lotusmedco.com



insuJet™

Needle
Freeeee